

BARRIER® EasyWarm®+

Vienkartinis, šildantis apklotas



Apklotas BARRIER® Easywarm+® naudojimui tinkamą temperatūrą pasiekia per 30 minučių ir ją išlaiko iki 10 valandų.

- Apsaugo nuo hipotermijos chirurginės intervencijos metu, taip pat prieš ir po
- Apkloto viršutinę ir apatinę dalis galima lengvai atskirti ir vėl sujungti velcro sistema ir pritaikyti skirtingoms chirurginių pacientų pozicijoms
- Apklotas pradeda šildyti iškart, tik atidarius pakuotę
- Veikia be papildomos įrangos

Naudojimo instrukcijos



1. Atidarykite pakuotę ties tam skirta vieta, esančia viršutiniame kairiajame pakuotės kampe. Išimkite apklotą iš apsauginės išorinės pakuotės, kad BARRIER® EasyWarm+ galėtų paveikti oras.



2. Atidarykite ir pilnai išlankstykite BARRIER EasyWarm+ taip, kad apklotas nebūtų užklotas pats ant savęs. Apklotas sąveikaudamas su oru pasiekia reikiamą temperatūrą vidutiniškai per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų.



3. EasyWarm+ užklomite taip, kad šildančios pagalvėlės būtų nukreiptos į viršų ir balta apkloto pusė būtų ant paciento.



4. Prieš operaciją, po operacijos ir plaštakų/rankų/galvos chirurginių intervencijų metu BARRIER EasyWarm+ užklomite ant viso kūno.



5. Apatinės abdominalinės ir apatinių galūnių chirurginės intervencijos metu atskirkite BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis ir užklomite viršutinę dalį ant rankų ir krūtinės.



6. Viršutinės kūno dalies chirurginių intervencijų metu atskirkite BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis ir apatinę užklomite ant klubų ir kojų.



7. Abdominalinės chirurginės intervencijos metu atskirkite BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis, viršutinę užklomite ant rankų ir krūtinės, o apatinę dalį užklomite ant klubų ir kojų.



8. Apkloto viršutinė ir apatinė dalys gali būti lengvai atskirtos ir vėl sujungtos su velcro sistema. Apatinė dalis gali būti padalinta į papildomas dvi dalis, perskiriant ties pažymėta linija. Dėl šių savybių apklotą galima pritaikyti skirtingoms paciento pozicijoms.

Kaip naudoti

- Naudojamas su sveikatos priežiūros specialisto priežiūra
- Šildančios pagalvėlės turi būti nukreiptos į viršų, apkloto balta pusė į pacientą. Neužlenkite apkloto ant jo paties
- Ant apkloto nedėti papildomo svorio ir spaudimo, taip pat ir medicininių instrumentų
- Anestezuotos paciento galūnės neturi būti dedamos ant apkloto
- Reguliariai stebėti odos reakciją pagal gydymo įstaigos nustatytas procedūras
- Tik suaugusiems

Atsargumo priemonės

- Nenaudoti pacientams, turintiems sunkių periferinės (taip pat ir odos) kraujotakos sutrikimų
- Nenaudoti apkloto hiperbarinei medicinai

Produkto Nr.	Aprašymas
629910	<p>BARRIER EasyWarm+ aktyvus autonomiškai šildantis apklotas</p> <p>Produktas: 12 oro suaktyvinamų šildančių pagalvėlių (13cmx10cm), integruotų į kišenes, esančias išorinėje pusėje. Apkloto matmenys 110/150cx 200 cm.</p> <p>Sudėtis: keletas sluoksnių SMS (polipropileno). Apkloto sluoksniai ir kišenės yra kartu susiūti su poliesterio/medvilnės siūlais. Šildančios pagalvėlės yra pagamintos iš orui pralaidžių maišelių, kuriuose yra aktyvi anglis, molis, druska, vanduo ir geležies milteliai.</p> <p>Pakuotė: Vakuuminis įpakavimas į orui nepralaidų polimero maišą. Polimero maišai yra supakuoti į apsaugines pakuotes ir į transportinę dėžę.</p> <p>TRP: 7 vnt.</p>

Chirurginės paciento pozicijos

Apklotas BARRIER EasyWarm+ yra sukurtas taip, kad būtų lankstus ir tiktų skirtingoms chirurginėms intervencijoms. Žemiau pateikti galimi apkloto panaudojimo būdai dažniausiai atliekamų chirurginių intervencijų metu.



Abdominalinė chirurgija



Laparoskopinė chirurgija



Kelio chirurgija



Pečių chirurgija



Pečių chirurgija



Nugaros chirurgija



Urologinė/ginekologinė chirurgija



Urologinė/ginekologinė chirurgija



Urologinė/ginekologinė chirurgija



Klubų chirurgija



Klubų chirurgija



ENT chirurgija

Daugiau informacijos www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care, J. Galvydžio g., 3, 08236 Vilnius. Tel. +370 52 745 837. Mob. tel. +370 685 86850.

Mölnlycke Health Care, BARRIER® ir EasyWarm®+ pavadinimai ir logotipai yra globaliai registruoti prekių ženklai ir priklauso Mölnlycke Health Care kompanijų grupei.

© 2012 Mölnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos.

