

Sårbehandling 2019



- Vask først hænderne, vask derefter såret med lunkent vand fra vandhanen for at fjerne skidt og snavs.
- Tør huden forsigtigt og læg plastret på såret.
- Kontakt lægen hvis såret væsker mere eller bliver mere rødt og smertefuldt. Dette kan være tegn på infektion.

Sårprodukter med traditionel klæb

- til ukomplicerede sår

(OTC = apotekspakning)

Produkt	Varenr.	Str.	Stk./pakning	Anvendelsesområde	Egenskaber					
	Mepore® Selvklæbende absorberende plaster	217074 217076 217077 209815 212864 220107	6 × 7 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm 9 × 20 cm 9 × 25 cm 9 × 35 cm	5 (OTC) 5 (OTC) 5 (OTC) 5 30 30	<ul style="list-style-type: none"> Tørre til let væskende sår Kirurgiske sår Rifter Mindre hudafskrabninger 	<ul style="list-style-type: none"> Åndbar Absorberende 				
		Mepore® Pro Brusetæt, selvklæbende absorberende plaster	217078 217079 217080 211541 212865 212000 209798 209799	6 × 7 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm 9 × 20 cm 9 × 25 cm 9 × 30 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm	5 (OTC) 5 (OTC) 5 (OTC) 10 30 30 10 10	<ul style="list-style-type: none"> Let til moderat væskende sår Kirurgiske sår Rifter Hudafskrabninger 	<ul style="list-style-type: none"> Åndbar Absorberende Virus- og bakteriebarriere Brusetæt 			
			Mepore® Film & Pad Selvklæbende transparent film med pude	209804 209806 210468 209808 209809 220423	4 × 5 cm 5 × 7 cm 9 × 10 cm 9 × 15 cm 9 × 20 cm 9 × 30 cm	5 5 5 5 5 25	<ul style="list-style-type: none"> Let til moderat væskende sår Kirurgiske sår Rifter Hudafskrabninger 	<ul style="list-style-type: none"> Åndbar Absorberende Blid og sikker fiksering Virus- og bakteriebarriere Brusetæt 		
				Mesoft® Kompres Nonwoven	Sterile, 40 g 209811 209812 209813 Usterile, 30 g 208965 209035 208739	5 × 5 cm 7,5 × 7,5 cm 10 × 10 cm	20 20 20 100 100 100	<ul style="list-style-type: none"> Absorption Rensning af sår Ideel til øjenomgivelserne 	<ul style="list-style-type: none"> 70% viscose/30% polyester Høj absorptionskapacitet Blød Frugfri 	
					Mesorb® Absorberende bandage med lækagebarriere Ikke hæftende	220850	10 × 10 cm	10	<ul style="list-style-type: none"> Kan anvendes direkte på såret eller som sekundær bandage 	<ul style="list-style-type: none"> Åndbar Højabsorberende bandage Væskeafvisende overflade Kan fikseres med f.eks. Tubifast 2-Way Stretch
					Mepore® Film Selvklæbende transparent film	209800 209801 209802	6 × 7 cm 10 × 12 cm 10 × 25 cm	10 10 10	<ul style="list-style-type: none"> Primær bandage til rene sår Sekundær fikseringsbandage 	<ul style="list-style-type: none"> Åndbar Blid og sikker fiksering Virus- og bakteriebarriere Transparent
					Mefix® Fikseringsplaster	2,5 m ruller 220117 220136 10 m ruller 220215 220216	5 cm bred 10 cm bred 2,5 cm bred 10 cm bred	1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Ideel til fiksering 	<ul style="list-style-type: none"> Åndbar Sikker fiksering Blød, elastisk
						Tubifast® 2-way stretch Elastisk tube- bandage der kan strækkes i begge retninger	211856 211857 211858 211859 210536	3,5 cm × 1 m 5 cm × 1 m 7,5 cm × 1 m 10,75 cm × 1 m 20 cm × 1 m	1 1 1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Til bandagefiksering Kan dække forskellige kroppsdele uanset størrelse eller facon Kan klippes efter behov
				HiBiScrub Desinficerende sæbe med hudplejemiddel		208479 209484 244103	250 ml 500 ml Pumpe	1 1 1	<ul style="list-style-type: none"> Desinfektion af hænder Til behandling af MRSA 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsat et hudplejemiddel, der modvirker udtørring af huden Antimikrobiel virkning i op til 6 timer

Vores bandager er angivet med dråber, som viser mængden af væske, de kan håndtere. OTC = apotekspakninger

 Let - og ikke væskende sår
  Let - til moderat væskende sår
  Moderat til kraftigt væskende sår

Avancerede plaster med SafetaC teknologi

- til komplicerede sår















(OTC = apotekspakning)

Produkt	Varenr.	Str.	Stk./pakning	Anvendelsesområde	Egenskaber			
 	Mepilex® Lite Tynd skum	206256 216623 205719	6 x 8,5 cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm	5 2 (OTC) 5	<ul style="list-style-type: none"> • Let- og ikke væskende sår • Diabetiske fodsår • Brandsår/hudafskrabning • Hudreaktioner ved strålebehandling • Skrøbelig hud 	<ul style="list-style-type: none"> • Tynd, fleksibel, formbar og åndbar • Selvklæbende • Kræver fiksering med f.eks. Tubifast, Mepitel Film, Mepitac • Kan klippes til efter behov 		
	 	Mepilex® Border Lite Tynd alt-i-en skum	212848 212849 216625 210983	4 x 5 cm 5 x 12,5 cm 7,5 x 7,5 cm 7,5 x 7,5 cm	4 (OTC) 3 (OTC) 3 (OTC) 5	<ul style="list-style-type: none"> • Let- og ikke væskende sår • Bensår • Fodsår • Fingerskader • Hudafskrabning 	<ul style="list-style-type: none"> • Tyndt selvklæbende alt-i-et plaster • Åndbar • Virus- og bakteriebarriere • Flexibel • Brusetæt 	
		 	Mepilex® Skum	212853 207248 216530 209351	10 x 10 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm 10 x 20 cm	2 (OTC) 5 5 5	<ul style="list-style-type: none"> • Let til moderat væskende sår • Bensår • Brandsår • Traumesår • Hudafskrabning 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibel, formbar og åndbar • Selvklæbende • Kræver fiksering med f.eks. Tubifast, Mefix eller Mepitac • Kan klippes til efter behov
 			Mepilex® Border Alt-i-en skum	212854 207370 212855 207484 204351 216327 214541 214542	7,5 x 7,5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm 10 x 20 cm 10 x 25 cm 10 x 30 cm	3 (OTC) 5 2 (OTC) 5 5 5 5 5	<ul style="list-style-type: none"> • Moderat til kraftigt væskende sår • Tryksår • Bensår og fodsår • Hudafskrabning • Kirurgiske sår • Traumesår 	<ul style="list-style-type: none"> • Selvklæbende alt-i-et plaster • Åndbar • Virus- og bakteriebarriere • Smidig • Brusetæt
	 		Mepilex® Transfer Skumkontaktlag	216624	7,5 x 8,5 cm	2 (OTC)	<ul style="list-style-type: none"> • Smarter og revner i forbindelse med amning 	<ul style="list-style-type: none"> • Smertelindrende • Tynd, fleksibel, formbar og åndbar • Skal altid kombineres med et ammeindlæg
			 	Mepitel® One Blødt transparent sårkontaktlag	212850 212863	5 x 7,5 cm 7,5 x 10 cm	2 (OTC) 10	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke væskende til kraftigt væskende sår • Brandsår/hudafskrabning
	 	Mepiform® Til arbejdning		215174 212851 218857	4 x 30 cm 5 x 7,5 cm 10 x 18 cm	5 2 (OTC) 5	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdning • Hypertrofiske ar (forhøjede og synlige ar) • Keloider (arforandringer) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpasser sig efter kropskonturerne • Tynd og diskret • Kan klippes til efter behov • Solfaktor 5
		 	Mepitac® Blød fikseringstape	216621 205803	2 cm x 3 m 4 cm x 1,5 m	1 (OTC) 1	<ul style="list-style-type: none"> • Nænsom fiksering • Fingerrevner 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideel ved sart og skrøbelig hud • Tilpasser sig efter kropskonturerne
			 	Mepitel Film® Selvklæbende transparent film	213674 214804	6 x 7 cm 10 x 12 cm	10 10	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke væskende sår • Beskyttelse af skrøbelig og følsom hud • Overfladiske brandsår og hudafskrabninger
 	Mepilex® Ag Antimikrobiel skum	209803		10 x 10 cm	5	<ul style="list-style-type: none"> • Let til moderat væskende sår • Anvendes ved tegn på øget bakterievækst • Ben- og fod sår • Brandsår 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekæmper bakterier • Hurtig og vedvarende antimikrobiel virkning • Selvklæbende • Kræver fiksering med f.eks. Tubifast, Mepitel Film eller Mepitac 	

Vores bandager er angivet med dråber, som viser mængden af væske, de kan håndtere.


 Let - og ikke væskende sår
  Let - til moderat væskende sår
  Moderat til kraftigt væskende sår

Vælg det rigtige avancerede plaster med Safetac® teknologi

Produkter	Pakning	Skrøbelig hud/ Hudafskrabning	Brandsår	Væskende sår	Operationssår	Sår/revner på brystvorter	Ar
 Mepilex® Border Lite		✓	✓	✓	✓		
 Mepilex® Border		✓	✓	✓	✓		
 Mepilex® Lite		✓					
 Mepilex®		✓		✓			
 Mepilex® Transfer						✓	
 Mepitel® One		✓	✓	✓	✓		
 Mepiform®							✓

Safetac® teknologi. Det er resultatet, der tæller

Vores bandager med Safetac® er designet til at spare patienten for unødvendig smerte under helingsprocessen og de er bevist at kunne hjælpe med at optimere sårhelingsprocessen og endda at forebygge sår. Vi har et væld af evidens, der understøtter de kliniske og sundhedsøkonomiske fordele ved bandager med Safetac, herunder Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®. Til dato har disse bandager hjulpet millioner af patienter verden over.



Stripping af hudceller med traditionel klæb



Ingen stripping af hudceller med Safetac

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com
Mölnlyckes varemærker, Safetac, Mepilex, Mepiform, Mepitac, Mepitel, Mepore, Mesoft, Mesorb, Mefix, Tubifast 2-Way Stretch, HiBiScrub navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0181802



Mölnlycke®