


Mölnlycke® Pulsed Lavage

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



Kertakäyttöinen korkeapaineinen kudospesuri puhdistaa luut tehokkaasti ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se parantaa sementin tunkeutumista hohkaluuhun, mikä edistää implantin kiinnittymistä ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta. Se puhdistaa tehokkaasti myös haavan, irtonaisen lian ja nekroottisen kudoksen.

Saatavana kaksi mallia

- **AC virtalähde:** Tässä ympäristöystävällisessä mallissa ei tarvita alkaliparistoja. Käsikappale on kertakäyttöinen ja AC-adaptteri uudelleenkäytettävä.
- **Paristokäyttöinen:** Tämä kätevä malli sisältää käsikappaleeseen integroidun paristokotelon.

Pakkaus sisältää kaiken, joten siihen ei liity piilokustannuksia

- Ergonominen ja miellyttävä käsikappale
- Lyhyt suihkutuskärki roiskesuojalla
- Pitkä femur-kärki
- Integroitu imu ja huuhtelu
- Puhdistustikka mahdollisten tukosten poistamiseen

Yksittäin pakattuna tai osana Mölnlycke® toimenpidepakkausta

- Sisällytää kudospesuri osaksi asiakasräätälöityä toimenpidepakkausta tehokkuuden maksimoimiseksi.
- Saatavilla myös yksittäin pakattuna




Verkkovirralla toimiva



Paristokäyttöinen



AC-virtalähde



Femur-kanavan harjakärki

Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkauskoko
9750000	Pulsed Lavage Kudospesuri, AC-virtalähde	1/5
9750001	Pulsed Lavage Kudospesuri, paristollinen	1/5
9752000	Verkkovirtalähde (AC100~240V)	-/1
9751000	Femur-kanavan harjakärki 27 cm	1/10
9751001	Lyhyt kärki 8,5 cm	1/10
9751002	Pitkä kärki 19 cm	1/10

Lue lisää: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300.

Mölnlycke® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0261701


Mölnlycke®